





Truewin orthodontics pliers in Clinical Dentistry Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics

Driven by the demand for tooth alignment, general practitioners are increasingly being asked to provide orthodontic treatment.

Dentists keen to participate in this area of expertise need to demonstrate the skills to identify suitable patients, the ability to provide conventional and contemporary orthodontic treatment and be aware of its limitations.

This is exactly what this programme delivers, along with the vital core competencies to excel in this unique postgraduate area.

The objective of the Truewin in Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics is to provide dental surgeons with the core knowledge and clinical skills essential for the delivery of competent, high-quality dental care.

It encompasses a blended learning approach and consists of a combination of lectures, seminars, workshops, clinical case discussions and laboratory sessions.

The flexible modular structure enables the programme to meet a wide range of student needs.



ORTHODONTIC INSTRUMENTS



- Инструменты ортодонтические
- Instrumentos Ortodonticos
- Orthodontische Instrumente
- Инструменти ортодонтични
- Instruments Orthodontiques
- أدوات تقويم الأسنان



TW5-01
Height Gauge 0.18
Aluminum



TW5-02
Height Gauge 0.22
Aluminum



TW5-03
Height Gauge 0.18
Stainless Steel



TW5-04
Height Gauge 0.22
Stainless Steel



TW5-05
Moveable
Height Gauge



TW5-06
Bone Bracket Gauge



TW5-06A
Endo Finger
Ruler Span
Measure Scale



TW5-06B
Endo Finger
Ruler Span
Measure Scale



TW5-06C
Endo Finger
Ruler Span
Measure Scale



TW5-07
Bone Thickness Gauge
40mm, 180mm



TW5-08
Osteometer
Measuring Forceps For Jaw
Ridge Width measurement, scale
on both sides, rustfree, autoclavable



TW5-09
Positive
Postioner



TW5-10
Strip Saw



TW5-11
Endo Finger Ruler
Span Measure Scale



TW5-12
Endo Finger Ruler
Span Measure Scale

- Инструменты ортодонтические
- Instrumentos Ortodonticos
- Orthodontische Instrumente
- Инструменти ортодонтични
- Instruments Orthodontiques
- أدوات تقويم الأسنان



TW5-13
Direct bonding
bracket holders,
136mm



TW5-14
Direct bonding
bracket holders,
135mm



TW5-15
Direct Bond
Bracket Holder
Tweezers,
Small Tip
135mm



TW5-16
Direct bonding
bracket holders,
140mm



TW5-17
Deluxe Bracket
Holder Tweezers
135mm



TW5-18
Deluxe Bracket
Holder Tweezers
110mm



TW5-19
Deluxe Bracket
Holder Tweezers
135mm

ORTHODONTIC INSTRUMENTS



- Инструменты ортодонтические
- Instrumentos Ortodonticos
- Orthodontische Instrumente
- Инструменти ортодонтични
- Instruments Orthodontiques
- أدوات تقويم الأسنان



TW5-20
Elastic instruments



TW5-21
Twiel-on elastic module instrument



TW5-22
Schure Band Seater



TW5-23
Ortho light scaler



TW5-24
Ortho light scaler



TW5-25
Ortho instrument



TW5-26
Ortho instrument



TW5-27
Ligature instruments




TW5-28
Ligature instruments

- Инструменты ортодонтические
- Instrumentos Ortodonticos
- Orthodontische Instrumente
- Инструменти ортодонтични
- Instruments Orthodontiques
- أدوات تقويم الأسنان



TW5-29
Ortho Light double ended
ligature director



TW5-30
Ortho Light double ended ligature scaler director
activate coil spring
are remove modules with one instruments



TW5-31
Ortho band pusher scaler



TW5-32
Ortho ligature director single ended



TW5-33
Ortho Light double ended ligature scaler/director
activate coil spring
are remove modules with one instruments



TW5-34
Ortholite Ligature Director Scaler



TW5-35
Ortho light ligature director double ended



TW5-36
Double ended Tampers

ORTHODONTIC INSTRUMENTS



- Инструменты ортодонтические
- Instrumentos Ortodonticos
- Orthodontische Instrumente
- Инструменти ортодонтични
- Instruments Orthodontiques
- أدوات تقويم الأسنان



TW5-37
Band seater
auto cleavable



TW5-38
Band seater
auto cleavable
Triangle Shape



TW5-39
Band seater
auto cleavable
Square Shape



TW5-40
Band seater
auto cleavable
Round Shape



TW5-41
Mershon Band
Pusher
140mm



TW5-42
Band seating &
removing
instruments



TW5-43
Ortho Light double
ended
ligature director
scaler



TW5-44
Ortho Light Band
Pusher Scaler

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Щипці для ортодонтії та протезування
- Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik
- كمانشة لتقويم الأسنان بروستھیسس



TW5-45
Aderer
Large wire bending
and loop forming pliers
130mm



TW5-46
Aderer Plier
For the manufacturing of appliances and
activation of wires for wires up to .030" fine
tip and up to .036" mean tip.
Length 130mm




TW5-47
Angle Plier
Fig. 1
135mm



TW5-48
Angle Plier
Fig. 2
140mm



TW5-49
Angle Plier
Fig. 3
130mm



TW5-50
Angle Plier
Fig. 4
140mm

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Щипці для ортодонтії та протезування
- Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik
- كمانشة لتقويم الأسنان بروتیسیس



TW5-51
Adams Plier
Adams pliers for bending wire arches and bends right angles for wires up to .022", .025 tip to beak. Length 130mm




TW5-52
Flat Nose Pliers
140mm



TW5-53
Johnson Contouring Pliers
140mm

TRUEWIN
INDUSTRIES



TW5-54
Falcon Beak
Contouring Pliers.
130mm



TW5-55
How Plier
Universally usable tool for the multiband technology for wires up to .028". Length 145mm



TW5-56
How Plier curved
Universally usable tool for the multiband technology for wires up to .028". Length 145mm

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Щипці для ортодонтії та протезування
- Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik
- كمانشة لتقويم الأسنان بروتیسیس



TW5-57
De La Rosa
Fig. 1
135mm



TW5-58
Arch Counting Plier Grooved
for double back and triple back
bands in 0.30" / 0.76mm & 0.36"
/ 0.91mm lingual arch wires
135mm



TW5-59
Contouring Plier
Fig. 2
135mm



TW5-60
Nance Pliers
135mm



TW5-61
Tweed Loop
forming Pliers
140mm

3 mm
4 mm
5 mm
6 mm



TW5-62
Nance Loop
forming Pliers
140mm

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Щипці для ортодонтії та протезування
- Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik
- كمانشة لتقويم الأسنان بروستھیس



TW5-63
Tweed Loop Plier
130mm



TW5-64
Band Removing Plier
The curved blade of the band removing plier can strip easily and gently remove directly to the tooth. Length 140mm



TW5-65
Crown & Shell Plier
130mm



TW5-66
Young Wire Bending &
Loop Forming Pliers
135mm



TW5-67
Ligature Cutters T.C
Hard Wire
130mm



TW5-68
Mini Ligature Cutters T.C
Light Tip
130mm

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Щипці для ортодонтії та протезування
- Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik
- كمانشة لتقويم الأسنان بروتيسيس



TW5-69
Mini Ligature cutters T.C
fine tip
130mm



TW5-70
Large
Fluch-cut distal and cutting Pliers T.C
with safety hold fitted with
un-breakable, corrosion
resistant and durable
stainless steel tips
130mm



TW5-71
Small
Fluch-cut distal and cutting Pliers T.C
with safety hold fitted with
un-breakable, corrosion
resistant and durable
stainless steel tips
130mm



TW5-72
Bracket Removing Plier
Bracket removing plier for comfortable
and quick removal of the brackets.
Length 135mm



TW5-73
Bracket Removing Plier curved
Bracket Removing Plier curved for
easy removal of brackets in the
posterior region. Length 145mm




TW5-74
Grooved Fine Plier
145mm

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Щипці для ортодонції та протезування
- Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik
- كمانشة لتقويم الأسنان بروستھیس



TW5-75
Aderer
Facebow loop forming Pliers
145mm



TW5-76
V Bending Pliers
135mm



TW5-77
Tweed / angle rectangular
arch forming & Torquing pliers
135mm

TRUEWIN
INDUSTRIES



TW5-78
Weingart Plier medium
Weingart plier that are ideal due to
their curved tip for setting sheets and
is capable of bending the ends.
Length 145mm



TW5-79
Universal Plier
165mm



TW5-80
Jarabak Plier
145mm

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik
- Щипці для ортодонції та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- كمانشة لتقويم الأسنان بروستھيس



TW5-81
Waldsachs Wire Bending
and Cutting Pliers
150mm



TW5-82
Universal Dolphin Style
Wire Bending & cutting pliers



TW5-83
Arrow Clasp Forming Pliers
125mm, 5"

TW5-84
Schwarz
130mm



TW5-85
Flat Nose Pliers
both sides smooth
140mm



TW5-86
Flat Nose Pliers
both sides serrated
140mm



TW5-87
Peeso
Wire Bending Pliers
135mm



TW5-88
Goslee
Flat Nose Pliers
140mm




TW5-89
Flat Nose Pliers
both sides serrated
with TC 140mm inserts

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Щипці для ортодонтії та протезування
- Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik
- كمانشة لتقويم الأسنان بروتيسيس



TW5-90
Universal Pliers
for soft and hard wire
160mm



TW5-91
Thick grooved plier
145mm




TW5-92
Bird's beak claw with cutter
130mm



TW5-93
Elastomeric Separator
Placing Pliers 160mm



TW5-94
for incisors with
convex beaks
160mm



TW5-95
For bicuspid and
molars
with concave beaks
160mm

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik
- Щипці для ортодонції та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- كمانشة لتقويم الأسنان بروستھيس

L-KEY JOINT PLIERS T.C.



TW5-96
T.C Distal end cutter with safety hold, mini head, long handles, fitted with un-breakable, corrosion resistant and durable stainless steel tips

- 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.46 mm x 0.64 mm (.018" x .025")
- ⊗ 0.38 mm to 0.53 mm (.0155" to .0215")
- ⊗ Max. 0.53 mm x 0.64 mm (.021" x .025")



TW5-100
T.C Soft wire and ligature cutter, 15° angled fitted with un-breakable, corrosion resistant and durable stainless steel tips

- ⌋ .25 mm to .38 mm (.010" to .015")



TW5-97
T.C Flush-cut distal end cutter with safety hold fitted with un-breakable, corrosion resistant and durable stainless steel tips

- 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.46 mm x 0.64 mm (.018" to .025")



TW5-101
T.C Soft wire and ligature cutter, 45° angled fitted with un-breakable, corrosion resistant and durable stainless steel tips

- ⌋ .25 mm to .38 mm (.010" to .015")



TW5-98
T.C Soft wire and ligature cutter, Mini fitted with un-breakable, corrosion resistant and durable stainless steel tips

- ⌋ .25 mm to .38 mm (.010" to .015")



TW5-102
T.C Hard wire cutter, straight Fitted with un-breakable, corrosion resistant and durable stainless steel tips

- 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



TW5-99
T.C Soft wire and ligature cutter, standard fitted with un-breakable, corrosion resistant and durable stainless steel tips

- ⌋ .25 mm to .38 mm (.010" to .015")



TW5-104
T.C Hard wire cutter, 15° angled Non-autocalavable

- 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Щипці для ортодонтії та протезування
- Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik
- كمانشة لتقويم الأسنان بروتيسيس

L-KEY JOINT PLIERS T.C



TW5-105
T.C Band removing pliers



TW5-110
T.C Weingart-mini
Utility Pliers

- 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



TW5-106
T.C Bracket removing pliers angled



TW5-111
T.C Weingart
Utility Pliers

- 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



TW5-107
T.C Bracket removing pliers straight



TW5-112
T.C How Straight
Utility Pliers

- 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



TW5-108
T.C Bracket removing pliers with plastic tip



TW5-113
T.C How Angled
Utility Pliers

- 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



TW5-109
T.C Adhesive removing pliers



TW5-114
T.C Wire bending and loop forming pliers
Angled (Bird beak)

- 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
- Max 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

- Щипці для ортодонції та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- كمانشة لتقويم الأسنان بروستھیس

L-KEY JOINT PLIERS T.C.



TW5-115
T.C Cinch Back / tie back
Distal end bending pliers

● 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



TW5-116
T.C Detailing step pliers / Bayonet
bending pliers - 1mm

● 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



TW5-117
T.C Stop pliers V-Bebd - 1mm

● 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■ Max. 0.43 mm x 0.56 mm (.017" x .028")



TW5-118
T.C Tweed / angel
Rectangular arch forming and
torquing pliers

● 0.30 mm to 0.71 mm (.012" to .028")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



TW5-119
T.C Surgical ball hook crimping
pliers, straight

L-KEY JOINT PLIERS Without T.C.



TW5-120
Multi-purpose pliers, bird beak,
De la rosa and cutter in one

● 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■ Max. 0.46 mm x 0.56 mm (.018" x .022")



TW5-121
Hammer head
Distal end bending pliers

● 0.30 mm to 0.50 mm (.012" to .020")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



TW5-122
Nance
Loop forming pliers

● 0.36 mm to 0.71 mm (.014" to .028")
■ Max. 0.56 mm x 0.71 mm (.022" x .028")



TW5-123
Lingual / palatal arch forming plies

● 0.76 mm (.030") / 0.91 mm (.036")



TW5-124
Torquing pliers




TW5-125
Surgical ball hook crimping pliers,
angled

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Pincas pour l'orthodontie et la prothèse
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik
- Щипці для ортодонції та протезування
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- كمانشة لتقويم الأسنان بروستھیس


L-KEY JOINT PLIERS





TW5-126
Aderer Clamp three jaw wire bending plier for contouring and bending wire up to .30"/.76mm.



TW5-132
Falcon beak contouring plier.




TW5-127
Bird beak plier for bending round, square and rectangle wire up to .30"/.76mm.



TW5-133
For placement and removal of arch wires, pins and other auxiliaries.




TW5-128
Bird beak plier for light wire bending round, square and rectangular up to .016"/0.41mm.




TW5-134
For placement and removal of arch wires, pins and other auxiliaries in angle design



TW5-129
Double Rounded jaw bending pliers, hooks and wire up to .020"/0.51mm.




TW5-135
contouring Plier.



TW5-136
Bending plier. In order to skirt molares bands. With grooved. Recommended wire. 016", 018" and 022" 0.41mm, 0.46mm and 0.56mm



TW5-130
Adams pliers for hooks and bending wire up to .030"/0.76mm.



TW5-137
Loop forming in four lenght 3,4,5 & 6 mm wire capacity 0.22", 56mm.



TW5-131
Johnson pliers for crown band contouring



TW5-138
Arch bending plier design for convenient handling of square or rectangular wire, .020" / 0.51mm.





PLIERS FOR ORTHODONTICS & PROSTHETICS

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Щипці для ортодонтії та протезування
- Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik
- كمانشة لتقويم الأسنان بروتیسیس



TW5-139
Thermo Forming Pliers



TW5-140
Thermo Forming Pliers



TW5-141
Thermo Forming Pliers

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Щипці для ортодонції та протезування
- Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik
- كمانشة لتقويم الأسنان بروستھیس

LAP & L-KEY JOINT PLIERS



TW5-142
Pin & Ligature Cutters
TC. Gold.



TW5-143
Mini Pin & Ligature
Cutter TC. Gold.



TW5-144
Standard Ligature
Cutter TC. Gold.



TW5-145
Distal end Cutter
TC. Gold.



TW5-146
Hook Crimping Plier Angled
TC. Gold.



TW5-147
Distal end Cutter, Safety Hold Plier
(Ideal for Cutting Wire) TC. Gold.

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Щипці для ортодонтії та протезування
- Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik
- كمانشة لتقويم الأسنان بروستھیس

L-KEY JOINT PLIERS



TW5-148
Direct Bracket Remover
TC. Gold.



TW5-149
Straight Direct Bond Bracket
Remover T.C



TW5-150
Pin Holding Plier



TW5-151
3 Prong Clasp Adjustable
Plier TC. Gold.



TW5-152
Utility Plier Weingart TC. Gold.



TW5-153
Nance Plier TC. Gold.

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Щипці для ортодонтії та протезування
- Pinces pour l'orthodontie et la prothèse
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik
- كمانشة لتقويم الأسنان بروستھیس



TW5-154
Separating Pliers For Separators
155mm



TW5-155
Elastic
Separating Plier



TW5-156 Straight
TW5-157 Curved
Smaha Elastomeric ligature
placing forceps
140 mm



TW5-158
Elastomeric ligature placing
forceps with groove
Falcon 140 mm



TW5-159
Elastomeric ligature placing
forceps with groove
Falcon 140 mm


- Щипцы для ортодонтии и протезирования
- Щипці для ортодонції та протезування
- Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
- Alicates para ortodoncia y prótesis
- Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik
- كمانشة لتقويم الأسنان بروتيسيس



TW5-160
Methieu Plier
With Ring



TW5-161
Pliers to Place Modules
140mm



TW5-162
Forceps For Placing Dentalastics
120mm



TW5-163
mathieu
140mm




TW5-164
Mathieu Ligature Pliers
140mm



TW5-165
Ligature Pliers T.C Gold
With Tungsten Carbide Inserts
140mm



Ligature Pliers
140mm




TW5-166 **TW5-167** **TW5-168**

ORTHODONTICS PLIERS STANDS



- Ортодонтия Щипцы Подставки
- Supports de pinces d'orthodontie
- Kieferorthopädie Zangenständer

- Ортодонтия Щипці Підставки
- KFO Zangen Ständer
- تقويم الأسنان كعاشة تقف



TW5-169
Plier Stand
Stainless Steel.



TW5-170
Plier Stand
Stainless Steel.



TW5-171
Plier Stand
Stainless Steel.



TW5-172
Plier Stand
Stainless Steel.



TW5-173
Plier Stand
Plastic